

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE





LIFE WITHOUT LIMITS

CE
1639



ANCLAS





ANCLA TODO SUTURA

Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN ANCLA TODO SUTURA

Código	Diámetro
STRAUFIX-YKA-0121	Ø1.2mm
Tipo de Aguja	Sutura
2 AGUJAS	600mmX1-USP 2-0

Ø1.2mm



Ø2.9mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN ANCLA BLANDA

Código	Diámetro
STRAUFIX-YKA-0291	Ø2.9mm
Tipo de aguja	Sutura
4 AGUJAS	900mmX2-USP 2

Ø1.5mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN ANCLA TODO SUTURA

Código	Diámetro
STRAUFIX-YKA-0151	Ø1.5mm
Tipo de aguja	Sutura
4 AGUJAS	600mmx1 - USP 2-0

Ø1.8mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN ANCLA TODO SUTURA CON CINTA

Código	Diámetro
STRAUFIX-YKA-0181	Ø1.8MM
Tipo de Aguja	Sutura
4 AGUJAS	600MMX1-USP 1

Ø2.9mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN ANCLA BLANDA CON CINTA

Código	Diámetro
STRAUFIX-YKT-0291	Ø2.9MM
Tipo de agujas	Sutura
2 AGUJAS	900MM X 1 USP 2 900MM X 1 -CINTA 1.5MM

INDICACIONES

ANCLAS TODO SUTURA medidas en 1.2, 1.5, 1.8 y 2.9mm

Es una familia de anclas de sutura no absorbible con un material que brinda resistencia superior a la abrasión debido al bajo coeficiente de fricción.


El sistema de implante simplifica la inserción del ancla utilizando una guía para preparar un orificio piloto exactamente en el borde de la cavidad glenohumeral, también presentadas en diámetros menores para pequeñas articulaciones con 1.2, 1.5 y 1.8 con aguja.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ SUTURAS FLEXIBLES Y RESISTENTES
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO




ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO



Descripción

ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Sutura
STRAUFIX-DPP-0350	Ø3.5mm	Sin aguja	Sin sutura



Descripción

ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Sutura
STRAUFIX-DPP-0500	Ø5.0mm	Sin aguja	Sin sutura

INDICACIONES

Anclas de PEEK fabricadas en material de **alta resistencia y biocompatibilidad**.

Las anclas sin nudo, están diseñadas para cirugía artroscópica de Bankart y del manguito rotador, el cirujano puede

ajustar la cantidad de tensión durante el procedimiento quirúrgico. están disponibles en medidas **3.5 y 5.0 mm**

CARACTERÍSTICAS


✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN

✓ USO SEGURO




ANCLAS PEEK CON AGUJA



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA CON AGUJA
P - LAMBRUM


Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0291	Ø2.9mm	4 AGUJAS	900mmX2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA


Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0501	Ø5.5mm	4 AGUJAS	900mmX2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA

Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0351	Ø3.5mm	4 AGUJAS	900mm X 2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA

Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0651	Ø6.5mm	2 AGUJAS	900mmX2 USP 2

INDICACIONES


Nuestras anclas de **PEEK** tienen un diámetro mayor o menor de rosca para hueso a fin de maximizar la resistencia de tracción al hueso.

Estas están disponibles en diámetros de **2.9mm** para lesiones de pasta con aguja, mientras que las anclas con mayor diámetro van de

3.5, 5.5 Y 6.5mm con dos agujas están diseñadas para mango rotador.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ CUENTA CON SUTURAS **UHMWPE**
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



ANCLAS DE TITANIO CON AGUJA

Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0201	Ø2.0mm
Tipo de aguja	Sutura
2 agujas	600MMx2 - USP 0



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0301	Ø3.0mm
Tipo de aguja	Sutura
4 Agujas	900mmx2 - USP 2



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0501	Ø5.0mm
Tipo de aguja	Sutura
4 agujas	900mmx2 - USP 2



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA

Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0651	Ø6.5mm
Tipo de aguja	Sutura
2 Agujas	900mmx2 - USP 2



INDICACIONES

Nuestras anclas de titanio están fabricadas con titanio **Ti-6Al-4V ELI**. Las anclas tienen un diámetro mayor o menor de rosca para hueso a fin de maximizar la resistencia de tracción al hueso. Estas están disponibles en diámetros de **2.0, 3.0mm** con aguja para pequeñas articulaciones mientras que las anclas con mayor diámetro de **5.0 y 6.5mm** con aguja están diseñadas para grandes articulaciones

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ANCLAS DE TITANIO Ti-6Al-4V ELI
- ✓ CUENTA CON SUTURAS UHMWPE
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



ANCLA SIN NUDO PRESSLOCK

SIN EXPANDIR
5.5mm



DESCRIPCIÓN

ANCLAJE SIN NUDO PRESSLOCK

Código

STRAUFIX-PKP-0550

Diámetro

Ø5.5mm

EXPANDIBLE
6.2mm



INDICACIONES

El Ancla autopercutor con Diseño expandible de **5.5mm** combina un cuerpo de **PEEK** con el diseño auto expandible a **6.2mm**, que da una gran ventaja y permite una máxima fijación y elimina el riesgo de migración.

Presentación peek + peek

CARACTERÍSTICAS




EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD




FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



ANCLA TRUSSLOCK



DESCRIPCIÓN

ANCLA TRUSSLOCK TITANIUM + PEEK

Código	Diámetro
STRAUFIX-TPT-0475	Ø4.75mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-TPT-0550	Ø5.5mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-TKP-0700 TENODESIS	Ø7.0mm

INDICACIONES

Diseño auto perforante de titanio

Las anclas **TRUSSLOCK de 475mm** para tejidos blandos, brinda a los cirujanos el beneficio adicional de una función de suturas; Es un ancla sin nudos totalmente roscado, diseñado para usarse con suturas de alta resistencia o tipo tape para reconstrucción del manguito rotador.

Los implantes para tenodesis **TRUSSLOCK TENODESIS 7mm** fue diseñado para la tenodesis totalmente artroscópica del bíceps proximal para ahorrar pasos y minimizar la duración del procedimiento. Los implantes poseen una original punta y tonillo de PEEK bifurcada que se utiliza para dirigir el tendón del bíceps al fondo del orificio óseo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ ANCLA SIN NUDOS TOTALMENTE ROSCADO
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



SPORTS MEDICINE

VENTAS@DIPROMEDIC.COM
(55) 9000 4888/89/90/91

DIPROMEDIC

GERENCIA.NACIONALCX@DIPROMEDIC.COM
+52 1 55 5407 4098



DIPROMEDIC.COM

