

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE




LIFE WITHOUT LIMITS

CE
1639

TRAUFIX

SPORTS MEDICINE



MISCELÁNEOS


SUTURAS DE ALTA RESISTENCIA



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
UHMWPE CON AGUJA BLANCO/AZUL

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBU-0213	USP #2-0	1 AGUJA	BLANCO/AZUL



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
CON AGUJA BLANCO/NEGRO


Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBU-2104	USP #2.0	1 AGUJA	BLANCO/NEGRO



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
UHMWPE BLANCO/AZUL

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBL-2102	Ø2.0	1 aguja de punta redonda en 1/2 círculo	BLANCO/AZUL



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA EN CINTA TRENZADA
UHMWPE BLANCA RECTA CON AGUJA

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBL-2201	Ø2.0	1 AGUJA RECTA	BLANCO/AZUL

INDICACIONES

Las suturas quirúrgicas están fabricadas con un núcleo de polietileno de **ultra alto peso molecular UHMWPE**, el trenzado es una tecnología patentada que proporciona una resistencia mecánica superior y un nulo índice de rotura, algo especialmente valioso en procedimientos de artroscopia


CARACTERÍSTICAS




SUTURAS UHMWPE



USO SEGURO Y BUEN DISEÑO




SUTURE LASSO



Descripción

SUTURE LASSO - 45°


Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0145	45° DERECHA
Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0245	45° IZQUIERDA



Descripción

SUTURE LASSO 90°

Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0090	90°



Descripción

ALAMBRE DE NITINOL SIN PUNTA

Código
STRAUFIX-NIT-0002

INDICACIONES

Diseñado para pasar suturas en reparaciones de Bankart, SLAP, tendón subescapular y raíz meniscal.


CARACTERÍSTICAS

✓ USO Y DISEÑO SEGURO

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN



PIN DE NITINOL PARA NANOFIX



Descripción

PIN DE NITINOL PARA MICROFRACTADOR

Código	Profundida	Diámetro
STRAUFIX-MKN-0000	9mm	1mm



Instrumental

Descripción

NANOFIX FRACTURA 15°
NANOFIX FRACTURA 30°
NANOFIX FRACTURA 45°

INDICACIONES

El sistema pin microfracturador desechable + instrumental afilado, con mango de orientación reutilizable, es un sistema de obtención de células fácil de usar.

La profundidad de perforación estandarizada de **9mm** proporciona un mejor acceso a las células de médula ósea.

El sistema de microfracturas de **1mm** altera menos la superficie que una técnica estándar de microfractura, reduciendo el daño a la placa subcondral.

No se requiere un paso secundario de aspiración de sangre o médula para acceder a las células mesenquimales.

Produce canales óseos esponjosos delgados y fragmentados sin generación de calor por rotación, sin riesgo de fractura.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ DIFERENTES OPCIONES DE ÁNGULO
- ✓ USO Y DISEÑO SEGUROS
- ✓ MANGO CON DISEÑO ERGONÓMICO



ALAMBRE GUÍA DE NITINOL Y GUÍA INICIAL DE PASO



Descripción

ALAMBRE GUÍA DE NITINOL

Código

STRAUFIX-NIG-0011

Medida

1.1mmx350mm



Descripción

PIN ESPADA

Código

STRAUFIX-PSP-0104

Medida

Ø2.4 x 430mm



Descripción

PIN DIAMANTE CON OJAL

Código

STRAUFIX-PSP-0003

Medida

Ø2.4 x 430mm

INDICACIONES

El alambre de Nitinol está diseñado para la inserción segura de tornillos de interferencia de **PEEK y titanio en el túnel**.

Diseñado para ser utilizado en la apertura simétrica de los túneles tibiales y femorales, así como para transferir el implante y/o tendón durante la aplicación.

Diseñado para su uso en reparaciones de ligamento cruzado anterior (LCA) y ligamento cruzado posterior (LCP).

CARACTERÍSTICAS

- ✓ DIFERENTES DISEÑOS DE PUNTA DIAMANTE Y ESPADA
- ✓ ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD
- ✓ POSIBILIDAD DE MEDICIÓN




AGUJA DE TIPO ESCORPION PARA PASADOR DE SUTURA

Descripción

AGUJA DE NITINOL PARA PASADOR DE SUTURA

Código

STRAUFIX-SGN-0000



Descripción

AGUJA DE NITINOL PARA PASADOR DE SUTURA

Código

STRAUFIX-ASGNI-0000



Instrumental

Descripción

PASADOR DE SUTURA - SCORPION



INDICACIONES

Aguja diseñada para procedimientos artroscópicos, permite el pasaje preciso y controlado en estructuras del maguito rotador que optimizan la carga y liberación de la sutura de manera eficiente

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA PASA SUTURA



USO Y DISEÑO SEGUROS



CÁNULAS



Descripción

CÁNULA RÍGIDA TRANSPARENTE

Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-5590	5.5x90mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-7590	7.5X90mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-8590	8.5X90mm



Descripción

CÁNULA DOBLE VÁLVULA

Código	Diámetro
STRAUFIX-BSRK-7575	8.0X35mm

INDICACIONES


CANULAS 6,7 y 8 mm

Son un accesorio esencial del set de instrumentos que conservan el portal y la distensión de la articulación mientras evita la pérdida de líquido y el edema en el tejido blando circundante


CARACTERÍSTICAS

✓ DISEÑO ERGONÓMICO

✓ USO SEGURO



SISTEMA DE MOSAICOPLASTIA DONANTE - RECEPTOR



Descripción

SISTEMA DE MOSAICOPLASTIA DONADOR-RECEPTOR

Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-0006	6mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-0008	8mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-1010	10mm

INDICACIONES

El sistema de trasplante osteocondral mosaico plastia es un set de pequeñas articulaciones que facilita la preparación del orificio receptor de defectos osteocondrales y toma del donante en áreas no dañadas de la articulación.

CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCAMPATIBILIDAD

✓ USO Y DISEÑO SEGURO



CORTADOR DE SUTURA



DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO CON PASADOR DE SUTURA Y CORTADOR PARA MENISCO

Código

STRAUFIX-SBM-0000

Diámetro

Ø1.1mm



DESCRIPCIÓN

EMPUJADOR DE NUDOS

Código

STRAUFIX-SH-KNP01

INDICACIONES

Diseñado como el complemento exclusivo para la Sutura Meniscal TrustKnot® (IMTS-0000), este dispositivo estéril y desechable integra las funciones de bajado de nudos y corte de sutura en una sola herramienta ergonómica.

Garantiza un asentamiento firme del nudo y un corte limpio, con patín guía protector metálico que garantiza la seguridad al usar.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ COMPATIBILIDAD CON SUTURAS MENISCALES
- ✓ EFICIENCIA DUAL
- ✓ SEGURIDAD DISTAL
- ✓ USO SEGURO



SISTEMA DE REPARACIÓN MENISCAL TRUSTKNOT

Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN TRUSTKNOT

Código

STRAUFIX-IMTS-0000



INDICACIONES

Con un diseño de actuación, el sistema de reparación de menisco TRUSTKNOT ofrece un buen control y permite desplegar los implantes en cualquier posición de la mano (horizontalmente y verticalmente) en cualquier lado del menisco, con un indicador audible y táctil que confirma el despliegue.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



SUTURAS UHMWPE



FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



GRAPA DE BLOUNT DENTADA



Descripción

GRAPA DE BLOUNT DENTADA

Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0008	8mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0009	9mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0010	10mm

INDICACIONES

Diseñado para fijaciones tendón-hueso.

Las grapa en U están fabricados en titanio **Ti-6Al-4V 5ElI**.

Fijación fuerte gracias a su estructura roscada.


CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCMPATIBILIDAD

✓ USO Y DISEÑO SEGURO



TUBERÍA PARA BOMBA DE ARTROSCOPÍA



Descripción

SET DE TUBOS PARA BOMBA CON
CASETE FLUJO AUTOMÁTICA

Código

STRAUFIX-APT-0101



Descripción

SET DE TUBOS PARA BOMBA CON
CASETE FLUJO DE ENTRADA / SALIDA AUTOMÁTICA

Código

STRAUFIX-APT-0103

INDICACIONES

Tubería específica para bomba de irrigación

Presentación estéril lista para su uso

CARACTERÍSTICAS




FLUJO CONTINUO




FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



CUCHILLAS SHAVER



Descripción

CUCHILLA DE SHAVER

Código

STRAUFIX-UAK-0020




Descripción

CUCHILLA SHAVER

Código

STRAUFIX-AUFK-0020



Descripción

CUCHILLA DE RASURADO COMPLETA -
TAMAÑO MEDIANO

Código

STRAUFIX-FKU-0020

INDICACIONES

Las cuchillas para cirugía artroscópica, aquí hay algunas opciones y características a considerar: Diseñado para la resección rápida y precisa de tejido blando, estas opciones son ideales para garantizar resultados clínicos seguros y eficientes en procedimientos artroscópicos.


CARACTERÍSTICAS



SISTEMA SHAVER DE BAJO PERFIL



DOBLE DENTADA, NO DENTADA, OVALADA Y REDONDA



SISTEMA DE REPARACIÓN MENISCAL

Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código


STRAUFIX-SBM-2012

Aguja

USP #2

Color

AZUL



Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código

STRAUFIX-SBM-2013

Aguja

USP #2.-0

Color

AZUL



Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código

STRAUFIX-SBM-2014

Aguja

USP #.0

Color

AZUL



INDICACIONES

Diseñado para el paso preciso de suturas en procedimientos artroscópicos de reparación de la raíz meniscal.

Pasador de sutura Trustpass® Plus

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD




SUTURAS UHMWPE



FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



PUNTA DE RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR

DESCRIPCIÓN

PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO
DE RADIOFRECUENCIA

Código

STRAUFIX-RFM-0090

Ángulo

90°

INDICACIONES

Diseñada para cirugías de artroscopia ortopédica.

Facilita la intervención en tejidos blandos con función de corte y coagulación.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE HABLACION MONOPOLAR



USO Y DISEÑO SEGURO



FRESA OVALADA – MEDIANA

DESCRIPCIÓN

FRESA OVALADA – MEDIANA

CÓDIGO

STRAUFIX-OBR-0001

CÓDIGO

STRAUFIX-AOBR-0001

CÓDIGO

STRAUFIX-BOBR-0001



DESCRIPCIÓN

FRESA REDONDA – MEDIANA



CARACTERÍSTICAS




SHAVER PARA HUESO



USO Y DISEÑO SEGUROS

TRAUFIX


SPORTS MEDICINE



INSTRUMENTAL



ALAMBRE DE KIRSCHNER



Descripción

ALAMBRE DE KIRSCHNER

Código	Medidas
STRAUFIX-DB-3070	1,1mm
Código	Medidas
STRAUFIX-AJR-0012	2,0mm

INDICACIONES

Fabricados en aleación de titanio de grado médico, ofreciendo alta biocompatibilidad y resistencia.

Disponibles en múltiples diámetros para adaptarse a distintos procedimientos ortopédicos.

Excelente relación calidad-precio sin comprometer precisión ni durabilidad.

Ideales para fijación ósea en diversos tipos de intervenciones.

Permiten una adecuada alineación de estructuras óseas.

Contribuyen a la estabilización eficaz en cirugías de traumatología y ortopedia.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO Y DISEÑO SEGUROS



BROCAS



Descripción

Brocas

Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0008	2,4mm
Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0009	3,0mm
Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0010	4,0mm

CARACTERÍSTICAS

✓ USO Y DISEÑO SEGURO

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN



GUÍAS



Descripción

GUÍA 3,2 MM

Código

STRAUFIX-AJR-0003



Descripción

GUÍA 4,0 MM

Código

STRAUFIX-AJR-0004




Descripción

GUÍA IZQUIERDA

Código

STRAUFIX-AJR-0005



Descripción

GUÍA DERECHA

Código

STRAUFIX-AJR-0006



Descripción

GUÍA RECTA

Código

STRAUFIX-AJR-0007

CARACTERÍSTICAS



USO Y DISEÑO SEGURO



FÁCIL MANIPULACIÓN




EQUIPO ALL INSIDE

INSTRUMENTAL

CANT.	Descripción	Medida
1	Localizador de ligamento cruzado All-in	/
1	Camisa de perforación All-in	φ3.5
1	Camisa de perforación All-in	φ2.5
1	Localizador tibial PCL All-in	125mm
1	Localizador femoral PCL All-in	125mm
1	Localizador femoral ACL All-in	125mm
1	Localizador tibial ACL All-in	125mm
1	Broca retrógrada	7mm
1	Broca retrógrada	8mm
1	Broca retrógrada	9mm
1	Guía de alambre roscada	φ2.5mm
1	Elevador plano	4mm
1	Guía Nitinol	0.8mm
1	Guía Nitinol	1.2mm
1	Guía Nitinol	1.4mm

COSUMIBLE

Descripción	Medida
Broca retrógrada	7mm
Broca retrógrada	8mm
Broca retrógrada	9mm
Guía Nitinol	0.8mm
Guía Nitinol	1.2mm
Guía Nitinol	1.4mm




EQUIPO ACL / PCL

INSTRUMENTAL

Cant	Descripción	Medida
1	Guía para ligamento cruzado	Type III
1	Camisa de perforación	Type III ϕ 2.5mm
1	Brazo guía punto a punto ACL	type III
1	Brazo guía punto a codo ACL	type III
1	Brazo guía femoral PCL	type III
1	Brazo guía tibial PCL	type III
1	Medidor abierto de ligamento (tendón)	ϕ 4.0- ϕ 12
1	Guía femoral type I	5mm
1	Guía femoral type I	6mm
1	Guía femoral type I	7mm
1	Broca canulada tibial	4.5mm
1	Broca canulada tibial	5.0mm
1	Broca canulada tibial	6.0mm
1	Broca canulada tibial	7.0mm
1	Broca canulada tibial	8.0mm
1	Broca canulada tibial	9.0mm
1	Broca canulada tibial	10.0mm
1	Broca canulada femoral	5.0mm
1	Broca canulada femoral	6.0mm
1	Broca canulada femoral	7.0mm
1	Broca canulada femoral	8.0mm
1	Broca canulada femoral	9.0mm
1	Broca canulada femoral	10.0mm
1	Medidor de profundidad de ligamento	Type I
1	Removedor cerrado de tendón	7mm
2	Clip para tejido blando	70mm
1	Mesa para ligamento	Type II
1	Protector PCL	230mm
1	Elevador plano	4mm
1	Alambre Kirschner type I	ϕ 2.5mm
1	Aguja con ojal	ϕ 1.4*2mm
2	Aguja guía	ϕ 1.2*385mm
1	Pinza sujeta sutura	No.004
1	Pinza para tejido blando N0.004	140*3.0mm
1	Raspador de tendón	70mm
1	Cortador Push&knot	220mm
1	Removedor abierto de tendón	7mm

CONSUMIBLES

Descripción	Medida
Broca canulada tibial	4.5mm
Broca canulada tibial	5.0mm
Broca canulada tibial	6.0mm
Broca canulada tibial	7.0mm
Broca canulada tibial	8.0mm
Broca canulada tibial	9.0mm
Broca canulada tibial	10.0mm
Broca canulada femoral	5.0mm
Broca canulada femoral	6.0mm
Broca canulada femoral	7.0mm
Broca canulada femoral	8.0mm
Broca canulada femoral	9.0mm
Broca canulada femoral	10.0mm



EQUIPO DE HOMBRO

INSTRUMENTAL

Cant	Descripción	Medida
1	Varilla de intercambio	φ4*310mm
1	Gancho de sutura	L45°
1	Gancho de sutura	R45°
1	Gancho de sutura	Recto
3	Alambre guía	
1	Elevador plano	
1	Elevador óseo	25°48mm
1	Despegador punta redonda	6mm
1	Despegador tipo lima	/
1	Cureta de cartílago hueca	punta redonda 3.5mm
1	Aguja con ojal	3.4mm
1	Gancho de alambre	
1	Guía de nudo	
1	Martillo óseo	
1	Cortador de alambre	
1	Pinza sujeta sutura	model 005
1	Pinza sujeta sutura	tissue 002
1	Pinza sujeta sutura	model 004
1	Caja	
1	Cortador Push&knot	220mm
1	Dilatador	φ6 x 200mm
1	Dilatador	φ8 x 200mm
1	Dilatador	φ5 x 200mm
1	Dilatador	φ7 x 200mm
1	Dilatador	φ9 x 200mm
1	Pinza sujeta sutura No. 005	160mm
1	Pinza sujeta sutura No. 007	160mm
1	Pinza sujeta sutura No. 008	160mm
1	Scorpio - Pasador de sutura No.018	171 mm x 4.5 mm
1	Aguja versión II	240 mm



SPORTS MEDICINE

VENTAS@DIPROMEDIC.COM
(55) 9000 4888/89/90/91

DIPROMEDIC

GERENCIA.NACIONALCX@DIPROMEDIC.COM
+52 1 55 5407 4098



DIPROMEDIC.COM

