

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE





LIFE WITHOUT LIMITS

CE
1639



ANCLAS





ANCLA TODO SUTURA

Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN

ANCLA TODO SUTURA

Código

Diámetro

STRAUFIX-YKA-0121

Ø1.2mm

Tipo de Aguja

SUTURA

2 AGUJAS

600mmX1-USP 2-0

Ø1.2mm



Ø2.9mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN

ANCLA BLANDA

Código

Diámetro

STRAUFIX-YKA-0291

Ø2.9mm

Tipo de aguja

Sutura

4 AGUJAS

900mmX2-USP 2

Ø1.5mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN

ANCLA TODO SUTURA

Código

Diámetro

STRAUFIX-YKA-0151

Ø1.5mm

Tipo de aguja

Sutura

4 AGUJAS

600mmx1 - USP 2-0

Ø1.8mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN

ANCLA TODO SUTURA CON CINTA

Código

Diámetro

STRAUFIX-YKA-0181

Ø1.8MM

Tipo de Aguja

Sutura

4 AGUJAS

600MMX1-USP 1

Ø2.9mm



Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN

ANCLA BLANDA CON CINTA

Código

Diámetro

STRAUFIX-YKT-0291

Ø2.9MM

Tipo de agujas

Sutura

2 AGUJAS

900MM X 1 USP 2
900MM X 1 -CINTA 1.5MM

INDICACIONES

ANCLAS TODO SUTURA medidas en 1.2, 1.5, 1.8 y 2.9mm

Es una familia de anclas de sutura no absorbible con un material que brinda resistencia superior a la abrasión debido al bajo coeficiente de fricción.

El sistema de implante simplifica la inserción del ancla utilizando una guía para preparar un orificio piloto exactamente en el borde de la cavidad

glenohumeral, también presentadas en diámetros menores para pequeñas articulaciones con 1.2, 1.5 y 1.8 con aguja.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



SUTURAS FLEXIBLES Y RESISTENTES




FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO




ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO



Descripción

ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Sutura
STRAUFIX-DPP-0350	Ø3.5mm	Sin aguja	Sin sutura



Descripción

ANCLA DE PEEK + PEEK SIN NUDO

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Sutura
STRAUFIX-DPP-0500	Ø5.0mm	Sin aguja	Sin sutura

INDICACIONES

Anclas de PEEK fabricadas en material de **alta resistencia y biocompatibilidad**.

Las anclas sin nudo, están diseñadas para cirugía artroscópica de Bankart y del manguito rotador, el cirujano puede

ajustar la cantidad de tensión durante el procedimiento quirúrgico. están disponibles en medidas **3.5 y 5.0 mm**

CARACTERÍSTICAS


✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN

✓ USO SEGURO




ANCLAS PEEK CON AGUJA



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA CON AGUJA
P - LAMBRUM


Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0291	Ø2.9mm	4 AGUJAS	900mmX2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA


Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0501	Ø5.5mm	4 AGUJAS	900mmX2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA

Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0351	Ø3.5mm	4 AGUJAS	900mm X 2 USP 2



Descripción

ANCLA DE PEEK ROSCADA
CON AGUJA

Código	Diámetro	TIPO DE AGUJA	SUTURA
STRAUFIX-PKA-0651	Ø6.5mm	2 AGUJAS	900mmX2 USP 2

INDICACIONES


Nuestras anclas de **PEEK** tienen un diámetro mayor o menor de rosca para hueso a fin de maximizar la resistencia de tracción al hueso.

Estas están disponibles en diámetros de **2.9mm** para lesiones de pasta con aguja, mientras que las anclas con mayor diámetro van de

3.5, 5.5 Y 6.5mm con dos agujas están diseñadas para mango rotador.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ CUENTA CON SUTURAS **UHMWPE**
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



ANCLAS DE TITANIO CON AGUJA

Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0201	Ø2.0mm
Tipo de aguja	Sutura
2 agujas	600MMx2 - USP 0



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0301	Ø3.0mm
Tipo de aguja	Sutura
4 Agujas	900mmx2 - USP 2



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA


Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0501	Ø5.0mm
Tipo de aguja	Sutura
4 agujas	900mmx2 - USP 2



Descripción

ANCLA DE TITANIO CON AGUJA

Código	Diámetro
STRAUFIX-TIA-0651	Ø6.5mm
Tipo de aguja	Sutura
2 Agujas	900mmx2 - USP 2



INDICACIONES

Nuestras anclas de titanio están fabricadas con titanio **Ti-6Al-4V ELI**. Las anclas tienen un diámetro mayor o menor de rosca para hueso a fin de maximizar la resistencia de tracción al hueso. Estas están disponibles en diámetros de **2.0, 3.0mm** con aguja para pequeñas articulaciones mientras que las anclas con mayor diámetro de **5.0 y 6.5mm** con aguja están diseñadas para grandes articulaciones

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ANCLAS DE TITANIO Ti-6Al-4V ELI
- ✓ CUENTA CON SUTURAS **UHMWPE**
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



ANCLA SIN NUDO PRESSLOCK

SIN EXPANDIR
5.5mm



DESCRIPCIÓN

ANCLAJE SIN NUDO PRESSLOCK

Código
STRAUFIX-PKP-0550

Diámetro
Ø5.5mm

EXPANDIBLE
6.2mm



INDICACIONES

El Ancla autopercorante con Diseño expandible de 5.5mm combina un cuerpo de PEEK con el diseño auto expandible a 6.2mm, que da una gran ventaja y permite una máxima fijación y elimina el riesgo de migración.


Presentacion peek + peek

CARACTERÍSTICAS


✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN

✓ USO SEGURO



ANCLA TRUSSLOCK



DESCRIPCIÓN

ANCLA TRUSSLOCK TITANIUM + PEEK

Código	Diámetro
STRAUFIX-TPT-0475	Ø4.75mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-TPT-0550	Ø5.5mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-TKP-0700 TENODESIS	Ø7.0mm

INDICACIONES

Diseño auto perforante de titanio

Las anclas **TRUSSLOCK de 475mm** para tejidos blandos, brinda a los cirujanos el beneficio adicional de una función de suturas; Es un ancla sin nudos totalmente roscado, diseñado para usarse con suturas de alta resistencia o tipo tape para reconstrucción del manguito rotador.

Los implantes para tenodesis **TRUSSLOCK TENODESIS 7mm** fue diseñado para la tenodesis totalmente artroscópica del bíceps proximal para ahorrar pasos y minimizar la duración del procedimiento. Los implantes poseen una original punta y tonillo de PEEK bifurcada que se utiliza para dirigir el tendón del bíceps al fondo del orificio óseo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ ANCLA SIN NUDOS TOTALMENTE ROSCADO
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE



**TORNILLOS
INTERFERENCIALES**



TORNILLOS INTERFERENCIALES PEEK



Descripción

TORNILLOS DE INTERFERENCIA DE PEEK

Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0725	Ø7x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0825	Ø8x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0925	Ø9x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1025	Ø10x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1030	Ø10x30mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1125	Ø11x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1130	Ø11x30mm

INDICACIONES

Los tornillos interferenciales están fabricados en **PEEK (Poliéter éter cetona)**.

Se utilizan para la fijación en reparaciones de **ACL/PCL/BTB** y de tenodesis tendinosa.

Su diseño totalmente roscado y con punta roma protege el injerto de laceraciones durante la inserción.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO SEGURO



TORNILLO INTERFERENCIALES DE TITANIO



Descripción

TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO

Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0725	Ø7X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0825	Ø8X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0925	Ø9X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-1025	Ø10x25mm

INDICACIONES

Los tornillos interferenciales de titanio están fabricados con aleación Ti-6Al-4V ELI, un material con excelente biocompatibilidad.

Los tornillos interferenciales se utilizan para la fijación de LCA/LCP.

Los tornillos de rosca completa y punta roma protegen el injerto de laceraciones durante la inserción.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO SEGURO



TORNILLO INTERFERENCIALES BIOCOMPUESTO



Descripción

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO

Código	Medida
BAP21150730	Ø7x30mm
Código	Medida
BAP21150830	Ø8x30mm
Código	Medida
BAP21150925	Ø9x25mm
Código	Medida
BAP21150930	Ø9x30mm
Código	Medida
BAP21151025	Ø10x25mm
Código	Medida
BAP21151030	Ø10x30MM
Código	Medida
BAP21151125	Ø11x25mm
Código	Medida
BAP21151130	Ø11x30mm

INDICACIONES

Tornillo interferencial biocompuesto de ácido poliláctico puro

Tiempo de osteointegración: 60 días

Fácil colocación

Cuerdas romas que evitan el cizallamiento del ligamento.


CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ USO SEGURO

TRAUFIX

SPORTS MEDICINE



MISCELÁNEOS


SUTURAS DE ALTA RESISTENCIA



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
UHMWPE CON AGUJA BLANCO/AZUL

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBU-0213	USP #2-0	1 AGUJA	BLANCO/AZUL



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
CON AGUJA BLANCO/NEGRO


Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBU-2104	USP #2.0	1 AGUJA	BLANCO/NEGRO



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TRENZADA
UHMWPE BLANCO/AZUL

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBL-2102	Ø2.0	1 aguja de punta redonda en 1/2 círculo	BLANCO/AZUL



Descripción

SUTURA DE ALTA RESISTENCIA EN CINTA TRENZADA
UHMWPE BLANCA RECTA CON AGUJA

Código	Diámetro	Tipo de aguja	Color de sutura
STRAUFIX-SBL-2201	Ø2.0	1 AGUJA RECTA	BLANCO/AZUL

INDICACIONES

Las suturas quirúrgicas están fabricadas con un núcleo de polietileno de **ultra alto peso molecular UHMWPE**, el trenzado es una tecnología patentada que proporciona una resistencia mecánica superior y un nulo índice de rotura, algo especialmente valioso en procedimientos de artroscopia


CARACTERÍSTICAS



SUTURAS UHMWPE



USO SEGURO Y BUEN DISEÑO



SISTEMA DOBLE BOTÓN



Descripción


PEQUEÑAS ARTICULACIONES
(HALLUX VALGUS, MUÑECA)

Código

STRAUFIX-DB-1110

Medidas

110mm



Descripción

HOMBRO
(ACROMIO CLAVICULAR)

Código

STRAUFIX-DB-2110

Medidas

110mm



Descripción

PEQUEÑAS ARTICULACIONES
(SYNDESMOSIS TOBILLO)

Código

STRAUFIX-DB-3070

Medidas

70mm

INDICACIONES

El sistema de tratamiento para las deformidades del **Hallux Valgus** proporciona la reducción del ángulo Inter metatarsiano mientras evita las complicaciones asociadas con las osteotomías.

La articulación **acromio clavicular** se puede tratar eficazmente utilizando un sistema de doble botón de forma oblonga tanto para la clavícula como la coracoides, es una técnica mínimamente invasiva que permite un rápido retorno a la actividad física o cotidiana.

El sistema de botón **KNITROPE syndesmosis** ocupa dos botones y una sutura UHMWPE para estabilizar la syndesmosis eliminando la necesidad de realizar nudos permitiendo una reducción anatómica.


CARACTERÍSTICAS




SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



SISTEMA AJUSTABLE - LADO SUPERIOR




Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KINTROPE

Código
STRAUFIX-BT-1070

Medida
70mm



Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KINTROPE PLUS

Código
STRAUFIX-BT-1071

Medida
70mm

INDICACIONES

ACL KNITROPE es un sistema de fijación cortical ajustable proporcionando un sistema fuerte y ríjido.

Es la última evolución en fijación cortical. Conocido por el bajo desplazamiento, ***1-3mm** la fijación ultra fuerte.

ACL KNITROPE PLUS Superficie de sutura más amplia en el bucle, proporciona mayor área de contacto ayudando a proteger el injerto y evitando posibles desplazamientos y la fricción entre el dispositivo e injerto


CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Código

STRAUFIX-BT-0015

Medida

15mm



Descripción


SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Código

STRAUFIX-BT-0025

Medida

25mm




INDICACIONES

- Indicado en la cirugía de reparación ACL/PCL para fijar el tejido blando al hueso.
- Los sistemas KnitButton usan una asa continua de UHMWPE.
- La fuerza de tensión es de alrededor de 1850 Newtons.
- La placa está hecha de Titanio Ti-6Al4V-5Eli.
- Los sistemas KnitButton tienen suturas USP #5 UHMWPE de cuerda jalable de dos diferentes colores.
- Se recomienda el uso de broca canulada femoral de 5 mm..

CARACTERÍSTICAS

- ✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE
- ✓ UNA SOLA MEDIDA PARA CADA BOTON
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO



SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE-H.T.H

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE-H.T.H

CÓDIGO

STRAUFIX-BTB-0002



INDICACIONES

El implante KNITROPE BTB está diseñado para su uso con injertos de ligamento cruzado anterior (LCA) osteotendinosos y cuenta con un sistema de bloqueo ajustable de cuatro puntos. Permite la colocación del injerto a través de un pequeño orificio perforado en el bloque de hueso cortical, lo que facilita una fijación simplificada del injerto BTB.


CARACTERÍSTICAS

✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE

✓ USO Y DISEÑO SEGUROS



SUTURE LASSO



Descripción

SUTURE LASSO - 45°


Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0145	45° DERECHA
Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0245	45° IZQUIERDA



Descripción

SUTURE LASSO 90°

Código	Ángulo
STRAUFIX-STL-0090	90°



Descripción

ALAMBRE DE NITINOL SIN PUNTA

Código
STRAUFIX-NIT-0002


INDICACIONES

Diseñado para pasar suturas en reparaciones de Bankart, SLAP, tendón subescapular y raíz meniscal.

CARACTERÍSTICAS

✓ USO Y DISEÑO SEGURO

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN




SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE- LOOP

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE- LOOP

CÓDIGO

STRAUFIX-LP-0001



INDICACIONES

El botón acoplable ha revolucionado los injertos de fijación de asa ajustable y mínimamente invasivos utilizados en la cirugía de ligamentos de rodilla. Adecuados para todos los tipos de injertos, sistema KNITROPELOOP permite al cirujano colocar botones redondos independientes.

CARACTERÍSTICAS




SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



PIN DE NITINOL PARA NANOFIX



Descripción

PIN DE NITINOL PARA MICROFRACTADOR

Código	Profundida	Diámetro
STRAUFIX-MKN-0000	9mm	1mm



Instrumental

Descripción

NANOFIX FRACTURA 15°
NANOFIX FRACTURA 30°
NANOFIX FRACTURA 45°

INDICACIONES

El sistema pin microfracturador desechable + instrumental afilado, con mango de orientación reutilizable, es un sistema de obtención de células fácil de usar.

La profundidad de perforación estandarizada de **9mm** proporciona un mejor acceso a las células de médula ósea.

El sistema de microfracturas de **1mm** altera menos la superficie que una técnica estándar de microfractura, reduciendo el daño a la placa subcondral.

No se requiere un paso secundario de aspiración de sangre o médula para acceder a las células mesenquimales.

Produce canales óseos esponjosos delgados y fragmentados sin generación de calor por rotación, sin riesgo de fractura.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ DIFERENTES OPCIONES DE ÁNGULO
- ✓ USO Y DISEÑO SEGUROS
- ✓ MANGO CON DISEÑO ERGONÓMICO



ALAMBRE GUÍA DE NITINOL Y GUÍA INICIAL DE PASO



Descripción

ALAMBRE GUÍA DE NITINOL

Código

STRAUFIX-NIG-0011

Medida

1.1mmx350mm



Descripción

PIN ESPADA

Código

STRAUFIX-PSP-0104

Medida

Ø2.4 x 430mm



Descripción

PIN DIAMANTE CON OJAL

Código

STRAUFIX-PSP-0003

Medida

Ø2.4 x 430mm

INDICACIONES

El alambre de Nitinol está diseñado para la inserción segura de tornillos de interferencia de **PEEK y titanio en el túnel**.

Diseñado para ser utilizado en la apertura simétrica de los túneles tibiales y femorales, así como para transferir el implante y/o tendón durante la aplicación.

Diseñado para su uso en reparaciones de ligamento cruzado anterior (LCA) y ligamento cruzado posterior (LCP).

CARACTERÍSTICAS

- ✓ DIFERENTES DISEÑOS DE PUNTA DIAMANTE Y ESPADA
- ✓ ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD
- ✓ POSIBILIDAD DE MEDICIÓN




AGUJA DE TIPO ESCORPION PARA PASADOR DE SUTURA

Descripción

AGUJA DE NITINOL PARA PASADOR DE SUTURA

Código

STRAUFIX-SGN-0000



Descripción

AGUJA DE NITINOL PARA PASADOR DE SUTURA

Código

STRAUFIX-ASGNI-0000



Instrumental

Descripción

PASADOR DE SUTURA - SCORPION



INDICACIONES

Aguja diseñada para procedimientos artroscópicos, permite el pasaje preciso y controlado en estructuras del maguito rotador que optimizan la carga y liberación de la sutura de manera eficiente

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA PASA SUTURA



USO Y DISEÑO SEGUROS



CÁNULAS



Descripción

CÁNULA RÍGIDA TRANSPARENTE

Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-5590	5.5x90mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-7590	7.5X90mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-SRK-8590	8.5X90mm



Descripción

CÁNULA DOBLE VÁLVULA

Código	Diámetro
STRAUFIX-BSRK-7575	8.0X35mm

INDICACIONES


CANULAS 6,7 y 8 mm

Son un accesorio esencial del set de instrumentos que conservan el portal y la distensión de la articulación mientras evita la pérdida de líquido y el edema en el tejido blando circundante


CARACTERÍSTICAS

✓ DISEÑO ERGONÓMICO

✓ USO SEGURO



SISTEMA DE MOSAICOPLASTIA DONANTE - RECEPTOR



Descripción

SISTEMA DE MOSAICOPLASTIA DONADOR-RECEPTOR

Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-0006	6mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-0008	8mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-MZP-1010	10mm

INDICACIONES

El sistema de trasplante osteocondral mosaico plastia es un set de pequeñas articulaciones que facilita la preparación del orificio receptor de defectos osteocondrales y toma del donante en áreas no dañadas de la articulación.

CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCAMPATIBILIDAD

✓ USO Y DISEÑO SEGURO



CORTADOR DE SUTURA



DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO CON PASADOR DE SUTURA Y CORTADOR PARA MENISCO

Código

STRAUFIX-SBM-0000

Diámetro

Ø1.1mm



DESCRIPCIÓN

EMPUJADOR DE NUDOS

Código

STRAUFIX-SH-KNP01

INDICACIONES

Diseñado como el complemento exclusivo para la Sutura Meniscal TrustKnot® (IMTS-0000), este dispositivo estéril y desechable integra las funciones de bajado de nudos y corte de sutura en una sola herramienta ergonómica.

Garantiza un asentamiento firme del nudo y un corte limpio, con patín guía protector metálico que garantiza la seguridad al usar.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ COMPATIBILIDAD CON SUTURAS MENISCALES
- ✓ EFICIENCIA DUAL
- ✓ SEGURIDAD DISTAL
- ✓ USO SEGURO



SISTEMA DE REPARACIÓN MENISCAL TRUSTKNOT

Descripción

SISTEMA DE REPARACIÓN TRUSTKNOT

Código

STRAUFIX-IMTS-0000



INDICACIONES

Con un diseño de actuación, el sistema de reparación de menisco TRUSTKNOT ofrece un buen control y permite desplegar los implantes en cualquier posición de la mano (horizontalmente y verticalmente) en cualquier lado del menisco, con un indicador audible y táctil que confirma el despliegue.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



SUTURAS UHMWPE



FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



BOTÓN DE EXTENSION



Descripción

BOTON DE EXTENSION

Código

STRAUFIX-JP-0002

INDICACIONES

Puede cargarse y fijarse a un KnitButton de diámetro **Ø5x20mm** para la fijación cortical.

Está diseñado para cirugías de revisión.

La placa está fabricada en titanio **Ti-6Al-4V 5ElI**.

En casos de complicaciones por expansiones corticales, este botón se acopla a cualquiera de los botones para aumentar el tamaño del botón normal.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGURO



BOTÓN KNITROPE®

DESCRIPCIÓN

BOTÓN KNITROPE

CÓDIGO

STRAUFIX-YD-0001



DESCRIPCIÓN

BOTÓN KNITROPE - GRANDE

CÓDIGO

STRAUFIX-YD-0002



CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



GRAPA DE BLOUNT DENTADA



Descripción

GRAPA DE BLOUNT DENTADA

Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0008	8mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0009	9mm
Código	Diámetro
STRAUFIX-PL-0010	10mm

INDICACIONES

Diseñado para fijaciones tendón-hueso.

Las grapa en U están fabricados en titanio **Ti-6Al-4V 5ElI**.

Fijación fuerte gracias a su estructura roscada.


CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ USO Y DISEÑO SEGURO



TUBERÍA PARA BOMBA DE ARTROSCOPÍA



Descripción

SET DE TUBOS PARA BOMBA CON
CASETE FLUJO AUTOMÁTICA

Código

STRAUFIX-APT-0101



Descripción

SET DE TUBOS PARA BOMBA CON
CASETE FLUJO DE ENTRADA / SALIDA AUTOMÁTICA

Código

STRAUFIX-APT-0103

INDICACIONES

Tubería específica para bomba de irrigación

Presentación estéril lista para su uso

CARACTERÍSTICAS




FLUJO CONTINUO




FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



CUCHILLAS SHAVER



Descripción

CUCHILLA DE SHAVER

Código

STRAUFIX-UAK-0020




Descripción

CUCHILLA SHAVER

Código

STRAUFIX-AUFK-0020



Descripción

CUCHILLA DE RASURADO COMPLETA -
TAMAÑO MEDIANO

Código

STRAUFIX-FKU-0020

INDICACIONES

Las cuchillas para cirugía artroscópica, aquí hay algunas opciones y características a considerar: Diseñado para la resección rápida y precisa de tejido blando, estas opciones son ideales para garantizar resultados clínicos seguros y eficientes en procedimientos artroscópicos.


CARACTERÍSTICAS



SISTEMA SHAVER DE BAJO PERFIL



DOBLE DENTADA, NO DENTADA, OVALADA Y REDONDA



SISTEMA DE REPARACIÓN MENISCAL

Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código


STRAUFIX-SBM-2012

Aguja

USP #2

Color

AZUL



Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código

STRAUFIX-SBM-2013

Aguja

USP #2.-0

Color

AZUL



Descripción

SUTURA TRIPLE DE UHMWPE Y DOBLE AGUJA PARA REPARACION MENISCAL DE DENTRO A AFUERA

Código


STRAUFIX-SBM-2014

Aguja

USP #.0

Color

AZUL



INDICACIONES

Diseñado para el paso preciso de suturas en procedimientos artroscópicos de reparación de la raíz meniscal.

Pasador de sutura Trustpass® Plus

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD




SUTURAS UHMWPE



FÁCIL MANIPULACIÓN



USO SEGURO



PUNTA DE RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR

DESCRIPCIÓN

**PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO
DE RADIOFRECUENCIA**

Código

STRAUFIX-RFM-0090

Ángulo

90°

INDICACIONES

Diseñada para cirugías de artroscopia ortopédica.

Facilita la intervención en tejidos blandos con función de corte y coagulación.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE HABLACION MONOPOLAR



USO Y DISEÑO SEGURO



FRESA OVALADA – MEDIANA

DESCRIPCIÓN

FRESA OVALADA – MEDIANA

CÓDIGO

STRAUFIX-OBR-0001

CÓDIGO

STRAUFIX-AOBR-0001

CÓDIGO

STRAUFIX-BOBR-0001



DESCRIPCIÓN

FRESA REDONDA – MEDIANA



CARACTERÍSTICAS



SHAVER PARA HUESO



USO Y DISEÑO SEGUROS

TRAUFIX


SPORTS MEDICINE



INSTRUMENTAL



ALAMBRE DE KIRSCHNER



Descripción

ALAMBRE DE KIRSCHNER

Código	Medidas
STRAUFIX-DB-3070	1,1mm
Código	Medidas
STRAUFIX-AJR-0012	2,0mm

INDICACIONES

Fabricados en aleación de titanio de grado médico, ofreciendo alta biocompatibilidad y resistencia.

Disponibles en múltiples diámetros para adaptarse a distintos procedimientos ortopédicos.

Excelente relación calidad-precio sin comprometer precisión ni durabilidad.

Ideales para fijación ósea en diversos tipos de intervenciones.

Permiten una adecuada alineación de estructuras óseas.

Contribuyen a la estabilización eficaz en cirugías de traumatología y ortopedia.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO Y DISEÑO SEGUROS



BROCAS



Descripción

Brocas

Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0008	2,4mm
Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0009	3,0mm
Código	Ángulo
STRAUFIX-AJR-0010	4,0mm

CARACTERÍSTICAS

✓ USO Y DISEÑO SEGURO

✓ FÁCIL MANIPULACIÓN



GUÍAS



Descripción

GUÍA 3,2 MM

Código

STRAUFIX-AJR-0003



Descripción

GUÍA 4,0 MM

Código

STRAUFIX-AJR-0004




Descripción

GUÍA IZQUIERDA

Código

STRAUFIX-AJR-0005



Descripción

GUÍA DERECHA

Código

STRAUFIX-AJR-0006



Descripción

GUÍA RECTA

Código

STRAUFIX-AJR-0007

CARACTERÍSTICAS



USO Y DISEÑO SEGURO



FÁCIL MANIPULACIÓN




EQUIPO ALL INSIDE

INSTRUMENTAL

CANT.	Descripción	Medida
1	Localizador de ligamento cruzado All-in	/
1	Camisa de perforación All-in	φ3.5
1	Camisa de perforación All-in	φ2.5
1	Localizador tibial PCL All-in	125mm
1	Localizador femoral PCL All-in	125mm
1	Localizador femoral ACL All-in	125mm
1	Localizador tibial ACL All-in	125mm
1	Broca retrógrada	7mm
1	Broca retrógrada	8mm
1	Broca retrógrada	9mm
1	Guía de alambre roscada	φ2.5mm
1	Elevador plano	4mm
1	Guía Nitinol	0.8mm
1	Guía Nitinol	1.2mm
1	Guía Nitinol	1.4mm

COSUMIBLE

Descripción	Medida
Broca retrógrada	7mm
Broca retrógrada	8mm
Broca retrógrada	9mm
Guía Nitinol	0.8mm
Guía Nitinol	1.2mm
Guía Nitinol	1.4mm




EQUIPO ACL / PCL

INSTRUMENTAL

Cant	Descripción	Medida
1	Guía para ligamento cruzado	Type III
1	Camisa de perforación	Type III $\phi 2.5\text{mm}$
1	Brazo guía punto a punto ACL	type III
1	Brazo guía punto a codo ACL	type III
1	Brazo guía femoral PCL	type III
1	Brazo guía tibial PCL	type III
1	Medidor abierto de ligamento (tendón)	$\phi 4.0-\phi 12$
1	Guía femoral type I	5mm
1	Guía femoral type I	6mm
1	Guía femoral type I	7mm
1	Broca canulada tibial	4.5mm
1	Broca canulada tibial	5.0mm
1	Broca canulada tibial	6.0mm
1	Broca canulada tibial	7.0mm
1	Broca canulada tibial	8.0mm
1	Broca canulada tibial	9.0mm
1	Broca canulada tibial	10.0mm
1	Broca canulada femoral	5.0mm
1	Broca canulada femoral	6.0mm
1	Broca canulada femoral	7.0mm
1	Broca canulada femoral	8.0mm
1	Broca canulada femoral	9.0mm
1	Broca canulada femoral	10.0mm
1	Medidor de profundidad de ligamento	Type I
1	Removedor cerrado de tendón	7mm
2	Clip para tejido blando	70mm
1	Mesa para ligamento	Type II
1	Protector PCL	230mm
1	Elevador plano	4mm
1	Alambre Kirschner type I	$\phi 2.5\text{mm}$
1	Aguja con ojal	$\phi 1.4*2\text{mm}$
2	Aguja guía	$\phi 1.2*385\text{mm}$
1	Pinza sujeta sutura	No.004
1	Pinza para tejido blando N0.004	140*3.0mm
1	Raspador de tendón	70mm
1	Cortador Push&knot	220mm
1	Removedor abierto de tendón	7mm

CONSUMIBLES

Descripción	Medida
Broca canulada tibial	4.5mm
Broca canulada tibial	5.0mm
Broca canulada tibial	6.0mm
Broca canulada tibial	7.0mm
Broca canulada tibial	8.0mm
Broca canulada tibial	9.0mm
Broca canulada tibial	10.0mm
Broca canulada femoral	5.0mm
Broca canulada femoral	6.0mm
Broca canulada femoral	7.0mm
Broca canulada femoral	8.0mm
Broca canulada femoral	9.0mm
Broca canulada femoral	10.0mm



EQUIPO DE HOMBRO

INSTRUMENTAL

Cant	Descripción	Medida
1	Varilla de intercambio	φ4*310mm
1	Gancho de sutura	L45°
1	Gancho de sutura	R45°
1	Gancho de sutura	Recto
3	Alambre guía	
1	Elevador plano	
1	Elevador óseo	25°48mm
1	Despegador punta redonda	6mm
1	Despegador tipo lima	/
1	Cureta de cartílago hueca	punta redonda 3.5mm
1	Aguja con ojal	3.4mm
1	Gancho de alambre	
1	Guía de nudo	
1	Martillo óseo	
1	Cortador de alambre	
1	Pinza sujeta sutura	model 005
1	Pinza sujeta sutura	tissue 002
1	Pinza sujeta sutura	model 004
1	Caja	
1	Cortador Push&knot	220mm
1	Dilatador	φ6 x 200mm
1	Dilatador	φ8 x 200mm
1	Dilatador	φ5 x 200mm
1	Dilatador	φ7 x 200mm
1	Dilatador	φ9 x 200mm
1	Pinza sujeta sutura No. 005	160mm
1	Pinza sujeta sutura No. 007	160mm
1	Pinza sujeta sutura No. 008	160mm
1	Scorpio - Pasador de sutura No.018	171 mm x 4.5 mm
1	Aguja versión II	240 mm



SPORTS MEDICINE

VENTAS@DIPROMEDIC.COM
(55) 9000 4888/89/90/91

DIPROMEDIC

GERENCIA.NACIONALCX@DIPROMEDIC.COM
+52 1 55 5407 4098



DIPROMEDIC.COM

